



Be Right™



STABLCAL Trübungsstandard-Set für die Überprüfung von Feintrübungen

Artikel-Nr.: 2714600
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Das Set enthält je 100 ml der Konzentrationen 0,10, 0,30, 0,50 und 1,0 NTU sowie Siliconöl, Küvettenpflegetücher und eine Gebrauchsanleitung.

Präzise, vorgefertigte Formazin-Lösungen

Mit eigener Herstellungstechnologie fertigt Hach Stablcals Standards in genauen Konzentrationen innerhalb eines großen Konzentrationsbereichs an, und ermöglicht damit präzise Kalibrierungen der Trübungsmessgeräte.

Basierend auf Formazin-Primärstandards

Die Stablcals Standards mit stabilisiertem Formazin enthalten dasselbe lichtstreuende Polymer wie herkömmliche Formazin-Primärtrübungsstandards – bei ebenso guten Ergebnissen.

Sehr hohe Stabilität spart Zeit und Aufwand

Formazin-Primärstandards können zwar direkt im Labor angefertigt werden, aber der Prozess ist arbeitsintensiv und zeitraubend, und die verdünnten Standards sind instabil. Stablcals stellt eine stabilisierte Version des Formazins dar. Es ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse ohne den Zeit- und Arbeitsaufwand, der sonst für die Aufbereitung von Standards im Labor erforderlich ist.

Sicherheit für Ihre Trübungsmessergebnisse

Hach war vor über 40 Jahren das erste Unternehmen, das Formazin als Trübungsstandard für die Trinkwasserindustrie anbot. Hinter den Stablcals Standards steht jahrzehntelange Erfahrung in der Trübungsmessung.

Technische Daten

Fußnote:	*For verification only. Not for calibration.
Konzentration:	0,1, 0,3, 0,5, 1,0 NTU
Volumen / Packungsgröße:	Set mit 4