



## SpecCheck Gel-Sekundärstandard-Set, LR Chlor, DPD, 0 - 2,0 mg/L Cl<sub>2</sub>

Artikel-Nr.: 2635300  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Stabile, gebrauchsfertige Gel-Standards für die Photometer-Überprüfung im Labor und vor Ort.

Das gebrauchsfertige SpecCheck Sekundärstandard-Set besteht aus vier versiegelten Glasküvetten à 10 mL (1 Zoll). Eine davon ist leer, die drei anderen enthalten jeweils ein unterschiedliches Standardgel innerhalb des typischen Prüfbereichs. Weiterhin gehören Anleitungen, ein Kunststoffkoffer sowie ein Analysenzertifikat zum Lieferumfang.

SpecCheck Standards sind computerformuliert und haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren ab Herstellungsdatum.

---

### Technische Daten

Konzentration:	0 – 2.0 mg/L Cl <sub>2</sub>
Messgerät:	Enthält Werte für alle Geräte.
Methode:	DPD
Parameter:	Chlor
Volumen / Packungsgröße:	Satz mit 4 Küvetten