



Be Right™



Nitrit Reagenz Pulverkissen, 2-150 mg/L NO₂

Artikel-Nr.: 221969
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Nitrit-Bestimmung. 25 mL Probe, 100 St.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Beschreibung:	NitriVer 2 Nitrite Reagent Powder Pillows, 25 mL
Messbereich:	2 - 150 mg/L NO ₂ ⁻
Messgerät:	DR/2000, DR/3000
Methode:	Ferrous Sulfate
Methode (Nummer):	8153
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.