



## Stickstoff, gesamt, TNT, 10-150 mg/L N

Artikel-Nr.: 2714100 Gefahrstoffe

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.

## **Technische Daten**

Anzahl Bestimmungen: 25 - 50
Aufschluss erforderlich: Ja

Bemerkungen: Satz besteht aus 2 Kartons: 27140-45 und 26721-45

27140-45 = TN Hydroxidreagenzlösung (2714045), Persulfat Pulverkissen (2671846)

26721-45 = TN Säurereagenzlösung C (2672145), Bisulfitreagenz A Pulverkissen (2671946),

Indikatorreagenz B Pulverkissen (2672046)

16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das

Hach Tech Support Team gerne weiter.

Beschreibung: Stickstoff, gesamt, TNT Reagenziensatz, hoher Messbereich

Lagerbedingungen:  $10 \, ^{\circ}\text{C} - 25 \, ^{\circ}\text{C}$  Messbereich:  $2 - 150 \, \text{mg/L N}$ 

Messgerät: DR 900

Methode: Persulfat-Aufschluss

Methode (Nummer): 10072

Parameter: Stickstoff, gesamt

Plattform: Test 'N Tube