



## Fluorid Reagenz, Arsen-frei, ACCUVAC, 0,02-2,00 mg/L F

Artikel-Nr.: 2527025  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Gefahrstoffe



Ampullen mit vordosierten Reagenzien für eine Bestimmung, können direkt als Messküvette verwendet werden. Für die Bestimmung von Fluorid nach der SPADNS 2 Methode. 25 St.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,02 - 2,00 mg/L F <sup>-</sup>
Method Number 1 Chemistry:	10225
Methode:	SPADNS 2
Parameter:	Fluoride
Plattform:	Accuvac
Volumen / Packungsgröße:	25 St.