



Phosphat Reagenzien-Satz, TNT, 0,06-5,00 mg/L PO₄

Artikel-Nr.:

2742545

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test 'N Tube

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25 - 50
Bemerkungen:	16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.
Messbereich:	0,06 - 5,00 mg/L PO ₄
Messgerät:	DR 900
Methode:	Ascorbinsäure
Methode (Nummer):	8048
Parameter:	Reactive (Orthophosphate)
Plattform:	Test 'N Tube