



Be Right™



## Phosphat, gesamt und säurelöslich, TNT, 0,06-3,5 mg/L PO<sub>4</sub>

Artikel-Nr.:

2742745

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25 - 50
Aufschluss erforderlich:	Yes
Bemerkungen:	16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.
Beschreibung:	Set enthält: Küvetten, Natriumhydroxid, 1,0 N (104542), Kaliumpersulfat Pulverkissen (2084766), PhosVer 3 Pulverkissen (2106046)
Messbereich:	0,06 - 5,00 mg/L PO <sub>4</sub>
Messgerät:	DR 900
Methode:	Ascorbinsäure
Methode (Nummer):	8180
Parameter:	Total & Acid Hydrolyzable
Plattform:	Test 'N Tube