



Be Right™



Ortho-Phosphat, TNT, 1,0-100 mg/L PO₄

Artikel-Nr.:

2767345

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test'N Tube

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25 - 50
Bemerkungen:	16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.
Messbereich:	1,0 - 100,0 mg/L PO ₄
Messgerät:	DR 900
Methode:	Molybdovanadat
Methode (Nummer):	8114
Parameter:	Reactive (Orthophosphate)
Plattform:	Test 'N Tube