



Be Right™



## Molybdovanadat Reagenz, Accuvac, 0,3-45,0 mg/L PO<sub>4</sub>

Artikel-Nr.: 2525025

Gefahrstoffe

**VERALTETER ARTIKEL**  
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 2076032

Ampullen mit vordosierten Reagenzien für eine Bestimmung, können direkt als Messküvette verwendet werden. Für die Analyse von Ortho-Phosphat nach der Molybdovanadat-Methode.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Messbereich:	0,3 - 45,0 mg/L PO <sub>4</sub>
Messgerät:	All except DR/850, DR/820, PC II
Methode:	Molybdovanadat
Methode (Nummer):	8114
Parameter:	Ortho-Phosphat
Plattform:	Accuvac
Volumen / Packungsgröße:	25 St.