



Härte-Pufferlösung (0,3; 1; 2; 5 mg/L), 500 mL

Artikel-Nr.:

2768549

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Für die Verwendung mit dem SP510 Härte-Analysator.

Technische Daten

Konzentration:

0.3, 1, 2, 5 mg/L

Lagerbedingungen:

Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.

Messgerät:

SP510

Parameter:

Hardness