



Be Right™



Schwefelsäure-Standardlösung, 2,9 L

Artikel-Nr.:

244903

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt



Schwefelsäurelösung, 5,25 N, 2,9 L, für S5000 Phosphat und Hydrazin

Technische Daten

Konzentration:	5,25 N
Lagerbedingungen:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Messbereich:	N/A
Messgerät:	5000 Phosphate
Parameter:	Phosphate
Volumen:	2.9 L