



Pufferlösung, Chlor gesamt, für Chlor-Analysator CL17 (473 mL)

Artikel-Nr.:

2263511

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:

450

Lagerbedingungen:

Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.

Messbereich:

N/A

Messgerät:

CL17/CL17sc

Parameter:

Chlorine, Total

Plattform:

Lösung