



Be Right™



CDC241-9 Conductivity Cell,

Artikel-Nr.: E61M008

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Leitfähigkeitszelle für kontinuierliche Messungen, Titrationen, viskose Medien.

Die richtige Leitfähigkeitszelle für Ihre Anwendung.

Es ist wichtig, eine Leitfähigkeitszelle mit der richtigen Bauweise und Geometrie für Ihre jeweilige Anwendung und Ihre Arbeitsbedingungen zu wählen. Die Radiometer Analytical Linie bietet eine Vielfalt an Leitfähigkeitszellen für zahlreiche Anwendungen.

Technische Daten

Conductivity Cell:	CDC241-9
Elektrode:	2-pole, non-platinised
Gewährleistung:	12 Monate
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Conductivity cell for continuous measurements, titration, viscous media.