



CDC741T Leitfähigkeits-Messzelle, 2-Pol, für Probenwechsler

Artikel-Nr.:	E61M012
CHF Preis:	Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt	

2-polige Leitfähigkeits-Elektrode mit MAB6-Stecker und Glas-Gehäuse. Zellkonstante 1cm^{-1} . Platiniert, mit Temperatursensor. Max. Temperatur 100 °C, min. Eintauchtiefe 10 mm. Für den Einsatz mit Probenwechslern.

Technische Daten

Conductivity Cell:	CDC741T
Elektrode:	2-pole, platinised
Gewährleistung:	12 Monate
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Conductivity electrode with MAB6 plug and glass body. For sample changer.