



Be Right™



CDC745-9 Universal Leitfähigkeits-Messzelle, 2-Pol

Artikel-Nr.: E61M013
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

2-polige Leitfähigkeits-Elektrode mit Schraubkopf und Epoxid-Gehäuse. Zellkonstante 1cm^{-1} . Platiniert, ohne Temperatur-Sensor. Max. Temperatur 100 °C, min. Eintauchtiefe 14 mm.

Technische Daten

Conductivity Cell:	CDC745-9
Elektrode:	2-pole
Gewährleistung:	12 Monate
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Conductivity electrode with screw cap and epoxy body.