



Be Right™



## PHC3001 pH Kombinationselektrode, Schraubkopf

Artikel-Nr.: E16M301  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

pH Universal-Elektrode mit Ag/AgCl Referenzsystem. Messbereich 0-12 pH, 0-80 °C. Diaphragma: Poröser Stift. Mit Schraubkappe.

---

### Technische Daten

Diaphragma:	Porous pin
Elektroden-Typ:	PHC3001
Elektrolytlösung:	Refillable: 3 M KCl + sat. AgCl
Gewährleistung:	6 Monate
Länge:	103 mm
Material:	Glass
Messbereich:	0 - 12 pH
Sensortyp:	Glass
Temperaturbereich:	0 - 80 °C
Thermistor:	none (external required)

---

### Erforderliches Zubehör

- 1 m Kabel für S7-Schraubsteckkopf (Typ -9) mit Stecker: BNC (Item A94L114)
- Fülllösung, Referenz, 3 M KCl mit AgCl, 100 mL (Item S21M004)