



Be Right™



## MolyVer 2 Molybdän Reagenz Pulverkissen (2)

Artikel-Nr.:

1414869

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Molybdän, hoher Messbereich, 0-40 mg/L Mo. Für 25 mL Probe. 100 Stück.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Methode:	Mercaptoessigsäure
Methode (Nummer):	8036
Parameter:	Molybdenän
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.