



Chrom Reagenz, Accuvac, 0,010-0,700 mg/L Cr (VI)

Artikel-Nr.: 2505025

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 1271099

Ampullen mit vordosierten Reagenzien für die Bestimmung von sechswertigem Chrom, können direkt als Messküvette verwendet werden. 25 Stück.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,010 - 0,700 mg/L Cr ⁶⁺
Messgerät:	Alle außer DR/850, DR/820
Methode:	1,5-Diphenylcarbohydrazid
Methode (Nummer):	8023
Parameter:	Chrom
Plattform:	Accuvac
Volumen / Packungsgröße:	25 St.