



Wasser, deionisiert und demineralisiert, 100 mL

Artikel-Nr.: 27242
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Demineralisiertes Wasser Typ 2; spezifische Leitfähigkeit: $\leq 1 \mu\text{S}/\text{cm}$,

SiO_2 : $\leq 30 \mu\text{g}/\text{L}$,

Cl^- : $\leq 20 \mu\text{g}/\text{L}$,

Härte: Negativ,

KMnO_4 -Verbrauch: Negativ

Technische Daten

Plattform: Lösung