



Be Right™



Wasser, deionisiert und demineralisiert, 500 mL

Artikel-Nr.: 27249
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Demineralisiertes Wasser Typ 2; spezifische Leitfähigkeit: $\leq 1 \mu\text{S/cm}$,

SiO_2 : $\leq 30 \mu\text{g/L}$,

Cl^- : $\leq 20 \mu\text{g/L}$,

Härte: Negativ,

KMnO_4 -Verbrauch: Negativ

Technische Daten

Beschreibung:	Water, Deionized
Plattform:	Lösung
Volumen:	500 mL