



EDTA Titrationskartusche (DT), 0,1428 M

Artikel-Nr.: 1496001

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Gebrauchsfertige Titrierlösung (Digital Titrator) für die Bestimmung von Gesamt-Härte, 1-16 °dH.

For the determination of Calcium and Total Hardness. 0.1428 M. Digits x 0.1785 = mg/L CaCO₃ in 100 mL, Digits x 0.01 = Gdh.

Accurate results - when and where you need them

Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

Fast and Flexible

Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

Versatile

More than 50 parameter/range combinations are available

Economical

Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40 - 100
Messbereich:	1 - 16 G,d,h,
Methode:	EDTA (CalVer® 2)
Parameter:	Hardness, Calcium
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	0.1428 M EDTA