



Be Right™



Elektrolyt-Lösung (3 M KCl), 250 mL

Artikel-Nr.: **LZW9500.99**

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Fülllösung für Elektroden-Referenzelemente, Kaliumchlorid (KCl), 3 M, 250 mL Flasche

Technische Daten

Beschreibung:	PHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T
Formula:	KCl 3 M
Plattform:	Lösung
Solution Type:	Nachfüllen
Volumen / Packungsgröße:	250 mL