



Be Right™



Fülllösung, Referenz, 3 M KCl mit AgCl, 100 mL

Artikel-Nr.:

S21M004

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Fülllösung für Elektroden-Referenzelemente, Kaliumchlorid (KCl) gesättigt mit AgCl, 3 M, 100 mL Flasche

Technische Daten

Beschreibung:	MTC301, PHC301
Formula:	KCl 3 M und gesättigt mit AgCl
Konzentration:	3 M KCl, gesättigt mit AgCl
Plattform:	Lösung
Solution Type:	Nachfüllen
Volumen / Packungsgröße:	100 mL