



Be Right™



Fülllösung, Referenz, gesättigtes KCl (KCL.L), 100 mL

Artikel-Nr.:	S21M002
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Fülllösung für Elektroden-Referenzelemente, Kaliumchlorid (KCl), 3 M, 50 mL Flasche

Technische Daten

Beschreibung:	Red Rod
Formula:	KCl 3 M
Plattform:	Lösung
Solution Type:	Nachfüllen
Volumen / Packungsgröße:	100 mL