



Be Right™



Tensette Automatische Pipette, 0,1-1,0 mL

Artikel-Nr.: 1970001

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Variabel einstellbare Kolbenhub-Pipette im Bereich 0,1 bis 1,0 mL in 0,1 mL-Schritten. Für schnelles und exaktes Pipettieren von Wasserproben und Reagenzien. Incl. 100 Pipetten-Spitzen.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 Pipette