



Universal-Elektrode mit Schraubkopf, Pt-Draht

Artikel-Nr.:

E31M002

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Länge 103 mm, Temperaturbereich -10 bis 100 °C.

Technische Daten

Elektroden-Typ:

Universal

Gewährleistung:

6 Monate

Inhalt:

Beinhaltet Radiometer Analytical M231Pt Metallelektrode mit Konformitäts-Zertifikat.

Inhalt

Beinhaltet Radiometer Analytical M231Pt Metallelektrode mit Konformitäts-Zertifikat.