



**Be Right™**



## **REF621 Referenzelektrode, Hg/Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>**

**Artikel-Nr.:**

**E21M006**

**VERALTETER ARTIKEL**

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Referenzelektrode für Chlorid-freie Proben. Mit Schraubkopf. Diaphragma: poröser Stift, Salzbrückenlösung: K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gesättigt. Temperaturbereich 0-60 °C.