



Be Right™



REF201 Universal Referenzelektrode, 7,5 mm, Red Rod

Artikel-Nr.:	E21M009
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Red Rod Referenzelektrode mit Bananenstecker. Diaphragma: Poröser Stift, Salzbrückenlösung: KCl ges. Temperaturbereich -10 bis 100 °C.

Red Rod Elektroden zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Reproduzierbare Messbedingungen
- Schnelle und genaue Reaktion
- Weiter Temperaturbereich
- Stabiles Signal
- Behinderungsfreies Diaphragma mit verringertem Verstopfungsrisiko

Technische Daten

Gewährleistung:	12 Monate
Referenzelektrode:	REF201