



**Be Right™**



## REF601 Referenzelektrode, Hg/Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

Artikel-Nr.:

E21M012

**VERALTETER ARTIKEL**

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- E21M009
- B40A550

Referenzelektrode für Chlorid-freie Proben. Mit Bananenstecker. Diaphragma: poröser Stift, Salzbrückenlösung: K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gesättigt. Temperaturbereich 0-60 °C.