



**Be Right™**



## **REF321 Referenzelektrode, Ag/AgCl**

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>E21M002</b>
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Universal-Elektrode mit Schraubkopf. Diaphragma: poröser Stift, Salzbrückenlösung: 3 M KCl + AgCl ges. Temperaturbereich -5 bis 80 °C.

---

### **Technische Daten**

Gewährleistung:	6 Monate
Referenzelektrode:	REF321