



Reagent set, lead, dithizone method, (no air shipments)

Artikel-Nr.: 2243100

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Für die Bestimmung von Blei mit der Dithizon-Methode.

For determination of lead by the Dithizone extraction method. USEPA accepted for reporting for wastewater analysis using Hach Method 8033. Range: 3 to 300 µg/L Pb. Set Includes reagents for 100 tests. For air freight shipments, order 2243101

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	60 - 100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	3 - 300 µg/L Pb
Messgerät:	All except DR/800, PCII
Methode:	Dithizone
Methode (Nummer):	8033
Shipping Method:	Lead Reagent set: No Air Freight