



Be Right™



Silbernitrat, ACS, 113 g Silbernitrat, ACS-Qualität

Artikel-Nr.: 17314H

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Zur Bestimmung von Chlorid.

Silbernitrat, AgNO₃, ACS-Reagenzqualität, CAS-Nr. 7761-88-8, FM 169.87

Technische Daten

Chemical Formula: AgNO₃

Plattform: Behälter

Volumen / Packungsgröße: g