



Be Right™



Härte (Calcium und Gesamt) Reagenzien-Set, Digital Titrator

Artikel-Nr.: 2272100
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Calcium- und Gesamt-Härte mittels EDTA Digital Titrator Titration. Messbereiche: 10-160 und 100-4000 mg/L CaCO₃. Das Set beinhaltet: Pufferlösung (Härte 1), CalVer 2 Calcium Indikator Powder Pillows, ManVer 2 Härte Indikator Powder Pillows, Kaliumhydroxid-Lösung (8 N), EDTA Titrationskartuschen (je 1) (0,800 und 0,0800 M).

Technische Daten

Messbereich: 10 - 160 mg/L & 100-4000 mg/L CaCO₃
Methode: EDTA Titration
Parameter: Härte (Calcium und Total)
Spezielles Ausstattungsmerkmal: Reagent set, Digital Titrator