



BSB-Nährstoff-Pufferkissen, 6 L, 50 Stück

Artikel-Nr.:	1486266
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

BSB-Reagenzien

Für die Zubereitung von BSB5-Verdünnungswasser. Jedes Kissen enthält sowohl den APHA-spezifizierten Puffer als auch Nährstoffe für die Zubereitung von 6 Liter Verdünnungswasser. Packung mit 50 Kissen.

Technische Daten

Anwendung:	Zubereitung von Verdünnungswasser
Beschreibung:	Nährstoffe und Puffer
Chemische Formel:	Nährstoffe & Puffer
Einheiten:	50/pk
Gebindeeinstellungen:	Pulverkissen
Methode:	Verdünnung
Parameter:	Biochemischer Sauerstoffbedarf
Volumen / Packungsgröße:	50 Stück