



Be Right™



## Fülllösung, innen, polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff, 30 mL

Artikel-Nr.: 2759123

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Fülllösung für polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff, Kaliumchlorid/Glycerin, 30 mL Flasche

---

### Technische Daten

Beschreibung:	5130, 5197000
Formula:	KCl und Glycerin
Solution Type:	Nachfüllen
Volumen / Packungsgröße:	30 mL