



Sodium chloride standard solution, 100 µS/cm, 500 mL

Artikel-Nr.: 2971849

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

49 mg/L NaCl, für Leitfähigkeit-Elektroden, ebenfalls geeignet für die Einstellung von Leitfähigkeit-Apparaturen, 100 µS/cm (µmhos/cm)

Technische Daten

Bemerkungen:	Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months
Beschreibung:	Conductivity calibration solution
Gebindeeinstellungen:	Bottle
Konzentration:	100 µS/cm at 25°C ±1 µS/cm at 25°C
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (protect from light)
Parameter:	Leitfähigkeit
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL