



GK ANNEX Maintenance Kit Komplettes Elektrodenpflege-Set (GK ANNEX)

Artikel-Nr.:

S91M001

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Für die regelmäßige Wartung von kombinierten pH, Glas- und Referenzelektroden mit gesättigter Kaliumchlorid Salzbrücke.

The GK ANNEX Maintenance Kit contains all you need for regular maintenance of combined pH, glass, and reference electrodes with saturated potassium chloride salt bridg. It contains: solutions for normal and intensive cleaning, KCl as saturated solution and crystals for refilling, GLP Logbook to keep note of calibration, and maintenance procedures, utensils and easy to follow instructions.

Technische Daten

Bemerkungen:

Das Set enthält: Lösungen für normale und intensive Reinigung, KCl als gesättigte Lösung und Kristalle zum Nachfüllen, GLP Logbuch, Zubehörteile und verständliche Arbeitsanleitungen.

Beschreibung:

Das Set enthält das notwendige Zubehör für die regelmäßige Wartung von kombinierten pH, Glas- und Referenzelektroden mit gesättigter Kaliumchlorid Salzbrücke.

Parameter:

GK ANNEX Komplettes Elektrodenpflege-Set