



Be Right™



Pipettenspitzen, Tensette Pipette 1970001, 0,1 - 1,0 mL, 1000 Stück

Artikel-Nr.: 2185628

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Genaueres, wirtschaftliches Pipettieren mit den Hach Tensette Pipetten. Einkanalpipetten mit Luftverdrängung werden in zwei Modellen geliefert: Volumina von 0,1 bis 1,0 mL (0,1 mL-Schritte) oder 1,0 bis 10,0 mL (1,0 mL-Schritte). Auswahl des Volumens mit einer einfachen Drehung des Pipettenkopfs.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1000 /Packung