



Be Right™



Verschluss, weiß, für Kulturröhrchen und DR1300 FL Probenfläschchen, 6 Stück

Artikel-Nr.: 2241106

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Enthält 6 weiße Schraubverschlüsse für Kulturröhrchen (2275800, 2275806) und DR1300 FL Probenfläschchen (100866). Der Verschluss verfügt über eine fest verklebte Fluorpolymer-Beschichtung, die eine sichere und hochinerte Dichtfläche schafft.