



M295Ag Metal Electrode,

Artikel-Nr.:	E34M003
CHF Preis:	Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt	

Metallelektrode für die Silber- und Halogenid-Titration.

Die richtige Elektrode für Ihre Anwendung.

Um Ihren Anforderungen an die Analysen gerecht zu werden, umfasst die Palette an Radiometer Analytical Elektroden Einzel-, Doppel- und kombinierte Metallelektroden mit Messelementen aus Platin, Silber, Gold, Antimon, Quecksilber und Glaskohlenstoff. Diese Vielfalt an Ausführungen kann für Redox-Messungen, Redox-Titrationen, potentiometrische Verfahren und potentiometrische Titrationen bei fließendem Strom verwendet werden.

Technische Daten

Elektroden-Typ:	M295Ag
Gewährleistung:	6 Monate