



Radiometer Universal Redox-Metallelektrode

Artikel-Nr.: E31M001
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Mit Bananen-Stecker und Platinblech Sensorelement. Temperaturbereich -10 - 100 °C.

Die richtige Elektrode für Ihre Anwendung.

Technische Daten

Elektroden-Typ:	M241Pt
Gewährleistung:	6 Monate
Inhalt:	Radiometer Analytical M241Pt Metallelektrode mit Zertifikat.

Inhalt

Radiometer Analytical M241Pt Metallelektrode mit Zertifikat.