



Be Right™



Titrator Applikations-Kit Wasser: Gesamt-Härte (Farbe)

Artikel-Nr.:

AP0004.AT1112

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Applikations-Kit für die Bestimmung der Gesamt-Härte in Wasser mit dem automatisierten Titrationssystem Titalab AT1000. Geeignet für Titrator-Modelle AT1112/AT1122/AT1222.

Technische Daten

Anwendung:	Municipal Applications
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.
Kompatible Geräte:	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parameter:	Gesamt-Härte (Farbe)
Typ:	Application Pack

Inhalt

Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.