



Be Right™



Titrator Applikations-Kit Wasser: pH, Alkalinität & Härte (ISE)

Artikel-Nr.: AP0005.AT1222

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Applikations-Kit für die Bestimmung von pH, Alkalinität und Calcium- & Magnesium-Härte in Wasser mit dem automatisierten Titrationssystem Titalab AT1000. Geeignet für Titrator-Modell AT1222.

Technische Daten

Anwendung:	Municipal Applications
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss, 1 L Glasflasche.
Kompatible Geräte:	AT1222
Parameter:	pH/Alkalinität & Härte
Typ:	Application Pack

Inhalt

Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss, 1 L Glasflasche.