



Be Right™



Titrator Applikations-Kit Biogas: FOS/TAK

Artikel-Nr.: AP0006.AT1102

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Applikations-Kit für die Bestimmung des FOS/TAK (Biogas) mit dem automatisierten Titrationssystem Titrilab AT1000. Geeignet für Titrator-Modelle AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Technische Daten

Anwendung:	Umwelt
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.
Kompatible Geräte:	AT1102 AT1112 AT1122 AT1222
Parameter:	FOS/TAC (Biogas)
Typ:	Application Pack

Inhalt

Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.