



Be Right™



Titrator Applikations-Kit Nahrungsmittel und Getränke: pH & Gesamtsäuregehalt (Milch, Tomatensauce, Fruchtsaft)

Artikel-Nr.: AP0008.AT1102

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Applikations-Kit für die Bestimmung des pH-Werts und des Gesamtsäuregehaltes in Nahrungsmitteln und Getränken mit dem automatisierten Titrationssystem Titalab AT1000. Geeignet für Titrator-Modelle AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Technische Daten

Anwendung:	Nahrungsmittel und Getränke
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.
Kompatible Geräte:	AT1102 AT1112 AT1122 AT1222
Parameter:	pH, Gesamtsäure-Gehalt
Typ:	Application Pack

Inhalt

Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.