



Be Right™



## Titrator Applikations-Kit Nahrungsmittel & Getränke: Salz

Artikel-Nr.: AP0010.AT1112

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Applikations-Kit für die Bestimmung von Salz in Nahrungsmitteln mit dem automatisierten Titrationssystem Titalab AT1000. Geeignet für Titrator-Modelle AT1112/AT1122/AT1222.

---

### Technische Daten

Anwendung:	Nahrungsmittel und Getränke
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.
Kompatible Geräte:	AT1112 AT1122 AT1222
Parameter:	Salz in Nahrungsmitteln
Typ:	Application Pack

---

### Inhalt

Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.