



Be Right™



Titратор Applikations-Kit Nahrungsmittel & Getränke: SO₂ (frei & gesamt) in Wein

Artikel-Nr.: AP0012.AT1122

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Applikations-Kit für die Bestimmung von freiem und Gesamt-SO₂ in Wein mit dem automatisierten Titrationssystem Titalab AT1000. Geeignet für Titратор-Modelle AT1122/AT1222.

Technische Daten

Anwendung:	Nahrungsmittel und Getränke
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.
Kompatible Geräte:	AT1122 AT1222
Parameter:	Freies & Gesamt-SO ₂ in Wein
Typ:	Application Pack

Inhalt

Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.