



Titration Applikations-Kit Karl Fischer: Wassergehalt

Artikel-Nr.: AP0014.KF1121

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Applikations-Kit für die Bestimmung des Wassergehalts (Karl Fischer) mit dem automatisierten Titrationssystem Titrator KF1000. Geeignet für Titrator-Modell KF1121.

Technische Daten

Anwendung:	Moisture Content Application
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.
Kompatible Geräte:	KF1121
Parameter:	Wassergehalt (Karl Fischer)
Typ:	Application Pack

Inhalt

Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.