



Titrator Applikations-Kit Petrochemie: R-SH (Thiol)

Artikel-Nr.: **AP0017.AT1112**

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Applikations-Kit für die Bestimmung von R-SH (Thiol) mit dem automatisierten Titrationssystem Titalab AT1000. Geeignet für Titrator-Modelle AT1112/AT1122/AT1222.

Technische Daten

Anwendung:	Petrochemie
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss, 1 L Glasflasche.
Kompatible Geräte:	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parameter:	R-SH (Thiol)
Typ:	Application Pack

Inhalt

Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss, 1 L Glasflasche.