



Be Right™



Variable elektronische Pipette Tensette plus

Artikel-Nr.: **BBP087**
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Ausgezeichnete Genauigkeit: Elektronische Pipette Tensette plus

Elektronische Pipette, variables Volumen von 0,2 - 5,0 mL, komplett mit Ständer, Akku und Netzteil

Spitzen sind separat erhältlich.

Intuitive Menünavigation

Vorprogrammierte Volumina für LCK Küvetten-Tests

Präzise und zuverlässig

Einfache und sichere Handhabung

Technische Daten

Inhalt: Elektronische Pipette 0,2 - 5,0 mL, Ständer, Akku, Netzteil, Basishandbuch.

Spitzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.

Inhalt

Elektronische Pipette 0,2 - 5,0 mL, Ständer, Akku, Netzteil, Basishandbuch. Spitzen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.